


硬くなったかかとの角質やひび割れを癒し、絹のような仕上がりに。両面仕様の高級かかとヤスリです。



F シルキーヒール
 用途:ダイヤモンドかかとヤスリ
 品番:1608
 材質:グラスファイバー・工業用ダイヤモンド
 サイズ:全長188mm



表面(粗目) しっかりと削る
裏面(細目) なめらかに仕上げる

削りと仕上げの2種類の高品質ダイヤモンド使用
 磨くたび滑らかな感触を実感!

削りと仕上げ! 2種類のダイヤの両面仕様!

持ち柄がよくしなるから、かかとのカーブを削りやすい!


ほどよいエッジで柔らかい皮膚を傷つけることなく、かたい角質だけを取り除きます。



※必ず足が乾いた状態でご使用ください

驚きの削り心地、肌にも優しくなめらかな仕上がりに!

シルキーヒールでお手入れすると...



ここがすごい!
 ・軽い力で誰でも削りやすい
 ・カーブにもしっかりフィット
 ・目詰まりにくい
 ・正常な皮膚は傷付けません

爪と皮膚の間にも入りやすい最薄のテーパー型。使いやすい形の爪ヤスリです。




先端になるほど厚みが薄くなるテーパー型
 その厚み、**わずか0.5mm!**




G 平テーパー爪ヤスリ(粗)
 用途:角用爪ヤスリ(粗削用)
 品番:1682

H 平テーパー爪ヤスリ(細)
 用途:角用爪ヤスリ(仕上用)
 品番:1683
 材質:ステンレス・工業用ダイヤモンド
 サイズ:全長160mm




先端最薄 0.5mm で
 爪と皮膚の間に入りやすい形が削りやすい!



粗目 スピーディーに削る
細目 なめらかに仕上げる

粗目仕様と細目仕様の2本セット!
 使い分けでさらになめらかに!



表面には削りやすい工業用ダイヤモンドを施し爪をなめらかに仕上げます。

裏面はフラットだから皮膚を傷つけない!

※やすりで爪を削る際、皮膚を傷つけないよう、裏面にはダイヤモンドを使用しておりません。

総販売元:

JCT 株式会社ジェイシーティ

本社 〒731-0138 広島市安佐南区祇園1丁目28-7
 TEL (082) 850-3210 / FAX (082) 850-3225

関東支店 TEL (045) 910-0867 / FAX (045) 912-7844
 福島営業所 TEL (024) 546-8051 / FAX (024) 546-8070
 郡山営業所 TEL (024) 983-3802 / FAX (024) 983-3803
 鹿嶋営業所 TEL (045) 910-0867 / FAX (045) 912-7844
 関西営業所 TEL (075) 951-5585 / FAX (075) 951-5589
 大阪営業所 TEL (06) 4806-7630 / FAX (06) 4806-7631
 高松営業所 TEL (087) 815-2733 / FAX (087) 815-3844
 福山営業所 TEL (084) 973-0660 / FAX (084) 925-5430
 広島営業所 TEL (082) 850-3160 / FAX (082) 850-3236
 九州営業所 TEL (093) 663-5822 / FAX (093) 663-5825
 熊本営業所 TEL (096) 278-7750 / FAX (096) 278-7751

webからもご購入頂けます。

JCT medical shop

詳しくは WEBから **JCTフットケア** 検索
<http://www.jct-inc.jp/>



CAT-JCT-002-14

フットケアで命を守る。

フットケア用品総合カタログ



足のトラブル予防のために

JCT 株式会社ジェイシーティ
<http://www.jct-inc.jp/>



アクアス 飛散防止 [ミスト式フットケアドリル]



- ドイツ製のミスト式フットケアドリル。
- 微粒子ミストの噴射で摩擦熱と削りカスの拡散を軽減。
- 最大40,000回転のパワフルなブラシレスモーター搭載。

- 連続使用でも把持力が衰えないアタッチメント強化クランプ構造。
- ハンドピース内部へ削りカスが侵入しにくい構造設計。
- LEDランプ機能でクリアな視野を確保。
- 1年間保証。(但し、消耗品を除く)



品番:0583JCT

【製品仕様(アクアス)】

回転数：6,000~40,000rpm
電源：AC100、50/60Hz、30W
本体サイズ：W245×H133×D190mm、重さ:3.5kg
付属品：ハンドピース保護ワッシャー10ヶ、スプレーフィルター1ヶ



ミストスプレー
&
LEDランプ
機能

サクソン2 飛散防止 [吸引式フットケアドリル]



- ドイツ製の吸引式フットケアドリル。
- 先端の吸引口から削りカスを吸い取り飛び散りを防いで衛生的。
- 連続使用でも把持力が衰えないアタッチメント強化クランプ構造。
- 最大40,000回転のパワフルモーター搭載。
- モーター音が55デシベル以下の静音性能。



品番:6691JCT

【製品仕様(サクソン2)】

回転数：6,000~40,000rpm
電源：100-240VAC、50/60Hz、3,8A
本体サイズ：W273×H142×D186mm、重さ:2.6kg
付属品：マイクロフィルターバッグ3枚、吸引フィルター1枚、専用ACアダプター、電源コード、クリーニングブラシ 各1個


- LEDランプ機能でクリアな視野を確保
- ハンドピースに ON-OFF スイッチ付き
- 回転数・吸引レベルメモリ機能(2パターン)
- 1年間保証。(但し、消耗品を除く)

吸引機能
イメージ

LED
ランプ機能



オプション



【キャリーケース】
サイズ
外側:W470×H370×D250mm
内側:W450×H160×D210mm


品番:0909(引出し付)
品番:0907(引出し無し)

消耗品

【ハンドピース保護ワッシャー】
(推奨:1ヶ月に1回交換)
品番:4571

【スプレーフィルター】
(推奨:1年に1回交換)
品番:3497

オプション



品番:0910

【キャリーケース】
サイズ
外側:W450×H210×D390mm
内側:W435×H180×D370mm

消耗品

【吸引フィルター】
(推奨:使用時間200時間毎交換)
品番:3752

【マイクロフィルターバッグ】
(推奨:使用時間50時間毎交換)
0.3μmの微粒子99.9%カット(医療現場用)
品番:5179

【ヘーパーフィルターバッグ】
(推奨:使用時間50時間毎交換)
0.3μmの微粒子99%カット
品番:5115

推奨アタッチメントバー基本セットII(ウェット)

洗浄消毒
滅菌対応



JCT-WET 2 8本+マグネット台付き



アタッチメントバーを洗浄するための推奨事項

清潔でより長くご使用頂く為に、適切な方法で洗浄する必要があります。金属ブラシのご使用は避けてください。ナイロンブラシをご使用いただき流水でブラッシングして削りカスを取り除いてください。

※アタッチメントバーは単品でもご購入頂けます。

推奨アタッチメントバー基本セットII(ドライ)

洗浄消毒
滅菌対応



セット品番: JCT-DRY 2 8本+マグネット台付き



アタッチメントバーを洗浄するための推奨事項

清潔でより長くご使用頂く為に、適切な方法で洗浄する必要があります。金属ブラシのご使用は避けてください。ナイロンブラシをご使用いただき流水でブラッシングして削りカスを取り除いてください。

※アタッチメントバーは単品でもご購入頂けます。

アーチザン [フットケアドリル 充電式]

品番: J-MT



処置
イメージ



● ハンドピースはブラシレスモーター搭載
● 静音設計で振動が少ない
● 正逆回転機能付き
● 充電残量と回転数表示 (最大30,000回転)
● からみにくいストレートコード
● 2時間の充電で 最大7時間連続回転
● 6ヶ月保証。(但し、消耗品を除く)

軽量(165g)
静音
ウエストポーチ付

【製品仕様(アーチザン)】


回転数: 1,000~30,000rpm
電源: ACアダプター
入力: AC110~220V 50/60Hz
出力: DC16.8V-1.0A
本体サイズ: W67×H115×D30mm、重さ165g

製品構成

- 本体.....1
- ハンドピース.....1
- ハンドピース台.....1
- フットスイッチ.....1
- 持運び腰ベルト.....1
- 充電コード.....1
- 包装箱.....1
- 取扱説明書.....1



付属のウエストポーチで写真のとおり収納ができます。設定の操作も行えます。



推奨アタッチメントバー処置用セットⅢ

セット品番: VZESTAW.JCT.1 6本+マグネット台付

17	801SG HP 014 球型 φ1.4mm	18	852F HP 016 シャープ先鋭 φ1.6mm	19	274Y HP 060 円錐台形 φ6.0mm
20	836R SG HP 050 円柱型 φ5.0mm	2	Z113SR X HP 065 円柱型 φ6.5mm	22	875G HP 060 円錐台形 φ6.0mm

特徴
●ダイヤモンド
繊細で精度の高い研磨作業が快適に行えます。
●タンگステン
厚くて硬化した部位の研削に適しています。
●セラミック
熱を持ちにくく耐久性に優れています。

外出先で使えるディスポタイプのサンドペーパータイプもございます。
198564-3

滅菌不可

サンドペーパー
ハンド用マンドレル
細目 中目 粗目

洗淨消毒
滅菌対応


アタッチメントバーを洗淨するための推奨事項
清潔でより長くご使用頂く為に、適切な方法で洗淨する必要があります。金属ブラシのご使用は避けてください。ナイロンブラシをご使用いただき流水でブラッシングして削りカスを取り除いてください。

※アタッチメントバーは単品でもご購入頂けます。

アタッチメントバー 使用イメージ (目安)

状況や部位に応じたアタッチメントバーをお選びください。


広範囲を削る場合、長いものがおすすめです。



- DM ダイヤモンド: 繊細で精度の高い研磨作業が快適に行えます。
 - TG タングステン: 厚くて硬化した部位の研削に適しています。
 - SM セラミック: 熱を持ちにくく耐久性に優れています。
- 洗淨消毒
滅菌対応

皮膚・角質向け(コーン型)

硬化した皮膚の除去に適しています。




往診時などの使い捨てタイプ




細部(皮膚・爪)向け

細部や甘皮、指横の角質除去などに



爪用(円柱型)

硬化した爪の切削、凹凸を滑らかに仕上げます。



他にも多くのアタッチメントバーを扱っております。ご要望の際には最寄りの営業所へ気軽にご連絡ください。

注意



黄銅ワイヤー製のブラシでの洗淨は避けてください。

フットケアカバー

飛散防止

Qrin

クリン



▲操作動画

特許・商標出願中

品番:FTCC01

悩みを解決!! 安全 簡単 衛生的

フットケアのクリーンな環境を提供する新たな発想

現場ニーズから生まれた [Qrin クリン]

- フットケア処置時に飛散する削粉や菌も匂いもガード。
- フットケアに携わる医療スタッフ・患者様の衛生面、安全面の確保。
- 溜まったカスは、ごみ箱に捨てるだけなので簡単。
- 6ヶ月間保証。(但し、消耗品を除く)

処置イメージ



透明カバー フランジ

脚


アルコール消毒可能 (本体)

【製品仕様(フットケアカバー Qrin)】

- 本体 (1台) サイズ: W512×H453×D420mm、重さ:860g
- ディスク袋 (1枚) サイズ: W700×H545 袋厚0.03mm、重さ:20g
- ※本体には、ディスク袋10枚付

- 患者様の足を挿入しやすく、施術者が作業しやすくするために透明カバーが回転し調整できます。
- クリアな視界で匂いを気にせず間近で足を確認できます。
- 作業スペースを確保でき、ベットの上でも安定する2本脚構造です。

■施術準備



■施術時



海外の文献ではグラインダーにより爪粉塵が有害であることがすでに示唆されている。

グラスゴー・カレドニアン大学 イギリスの足病医の文献

J G Burrow and N A McLarnon (イギリス)

Occup Environ Med. 2006 Oct; 63(10): 713-716.



- ①足病医の喘息発症率が一般医に比べ約4倍
- ②B型肝炎やHIVの血液や体液が煙霧化し、結膜から伝染するリスクがある。
- ③ガンジタや白癬菌の他多くの菌が吸引ドリルのフィルターバックから検出された。
- ④爪粉塵粒子の大きさは、0.8~1.6ミクロンであると推定されている。
 大概の粒子の大きさは5ミクロン以下であり、肺胞および細気管支内の堆積を示唆している。
- ⑤気管支炎だけでなく、鼻炎や目の炎症を訴える足病医が多い。

オーストラリア チャールズスタート大学病院 足病医のジャーナル

Journal of Foot and Ankle Research December 2014, 7:15

Paul D Tinley, Karen Eddy, Peter Collier



- ①様々な種類の真菌、イースト菌、バクテリア菌が感染した足の爪に存在する。特にカンジダ、アスペルギルス、フザリウムおよび黄色ブドウ球菌のような菌は、体内に侵入することで深刻な病気を引き起こすことが知られている。
(疲労感、筋肉や関節の問題、鼻炎、副鼻腔炎、神経認知機能障害や呼吸器の問題など)
- ②足病医の鼻に存在する菌を調べたところ、検出された菌で最も多かったのはアスペルギルス・フミガタス菌であった。
この菌はアスペルギルス症を引き起こす。(肺真菌症)免疫力の弱い患者にも感染するリスクがある。
- ③削りかすと一緒に浮遊した菌は最大10時間空中にとどまることが分かっている。(アスペルギルスフミガタスは16時間)
- ④外科用マスク、使い捨てマスクをしていても5マイクロ以下の粒子を防ぐのは難しく、また吸引式のように集塵機能がついているネイルドリルを使用してもすべてのカスを吸い込むことは難しい。

使用イメージ比較



医療用 爪切りニッパー

ラインナップ

刃形は曲刃と直刃、全長は100mmから160mmまで多種。
安全性に配慮したロックングラッチ付もご用意しております。
使い勝手や使用目的に応じてお選びいただけます。
全商品洗浄滅菌できますので衛生的で、
より効率的なフットケアを実現します。


全品
滅菌可



肥厚爪用ニッパー(強弯)

品番: OT080-14
材質: ステンレス
規格: 強弯 全長140mm・ロックングラッチ付
(医療機器製造販売届出番号) 34B1X10002200037

酷く肥厚した爪甲処理に



肥厚爪用ニッパー

品番: JH99-1630
材質: ステンレス
規格: 全長135mm・ロックングラッチ付
(医療機器製造販売届出番号) 34B1X10002200011

肥厚爪の正面からの処理にも



硬化爪用ダブルアクションニッパー

品番: JH99-1621
材質: ステンレス
規格: 直刃 全長120mm・ロックングラッチ付
(医療機器製造販売届出番号) 34B1X10002200011

硬化した爪も「てこの原理」で
簡単にカット



品番: JH99-1622
材質: ステンレス
規格: 曲刃 全長120mm・ロックングラッチ付
(医療機器製造販売届出番号) 34B1X10002200011



陥入爪用ニッパー

品番: JH99-1623
材質: ステンレス
規格: 全長135mm
(医療機器製造販売届出番号) 34B1X10002200011

巻爪と指の隙間に挿入してカット



爪用ニッパー ノーマル

品番: JH99-1624
材質: ステンレス
規格: 直刃 全長130mm
(医療機器製造販売届出番号) 34B1X10002200011

品番: JH99-1625
材質: ステンレス
規格: 直刃 全長160mm

品番: JH99-1626
材質: ステンレス
規格: 直刃 全長115mm

一般的な万能ニッパー



品番: JH99-1629
材質: ステンレス
規格: 曲刃 全長120mm
(医療機器製造販売届出番号) 34B1X10002200011



爪用ニッパー 極薄刃

品番: JH99-1627
材質: ステンレス
規格: 直刃 全長100mm
(医療機器製造販売届出番号) 34B1X10002200011

品番: JH99-1628
材質: ステンレス
規格: 直刃 全長113mm
(医療機器製造販売届出番号) 34B1X10002200011


爪の角部や細部の処理に



胼胝・鶏眼・ 爪上皮用ニッパー

品番: JH99-1620
材質: ステンレス
規格: 全長110mm
(医療機器製造販売届出番号) 34B1X10002200011

たこ・うおのめ・甘皮の処理に



フットケア プロ用スタータセット [1・2]

- 爪、足裏、かかと…気になる部分を細部までお手入れできる、厳選されたフットケアの道具が揃ったプロ用スタータセット。
- セット内容は全て洗浄滅菌できて衛生的。
- 専用ケース(選べる3色)も付いて携帯に便利。
- 1年間保証。



フットケア プロ用スタータセット1

- 品番
JFC-001G(ケース色:グレー)
JFC-001P(ケース色:ピンク)
JFC-001B(ケース色:ライトブルー)
- **A** 医療用爪切りニッパー(13cm)
 - **B** 医療用ゾンデ
 - **C** 角用爪ヤスリ(粗)
 - **E** シルキーネイル
 - **F** シルキーヒール



フットケア プロ用スタータセット2

- 品番
JFC-002G(ケース色:グレー)
JFC-002P(ケース色:ピンク)
JFC-002B(ケース色:ライトブルー)
- **A** 医療用爪切りニッパー(13cm)
 - **B** 医療用ゾンデ
 - **F** シルキーヒール
 - **G** 平テーパー爪ヤスリ(粗)
 - **H** 平テーパー爪ヤスリ(細)




フットケアプロ用スタータセット 専用ケース

携帯に便利な専用ケースのカラーも
選べる3色をご用意しました。

- 品番
FCS-C001G(グレー)
FCS-C002P(ピンク)
FCS-C002B(ライトブルー)

フットケア プロ用ツールラインナップ (掲載の商品は全て洗浄滅菌できますので、清潔にご使用いただけます。)



硬くて厚い爪や変形した爪もカットできる
医療用ニッパーです。

サイズは
115・160mmも
ご用意。


手にフィットし握りやすいカーブ形状

A 医療用爪切りニッパー (ストレート)

用途:爪用ニッパー
品番:JH99-1624
材質:ステンレス
サイズ:全長130mm・刃長16mm
(医療機器製造販売届出番号)
34B1X10002200011



硬化した爪、変形して丸まった爪も
爪切りニッパーでラクラクカット!



爪と皮膚の間など細部の垢や汚れを優しく効率的に
取り除ける、両頭仕様の医療用ゾンデです。

カップ状の先端が
汚れをキャッチ!

爪と皮膚の間に入れ込んで
溝に溜まったゴミをかき出す!

カップ状の先端がゴミをキャッチ!
左右兼用の両頭仕様。甘皮処理などの細かい作業にも最適です。

B 医療用ゾンデ

用途:爪用ゾンデ
品番:JH33-518S1
材質:ステンレス
サイズ:全長170mm
(医療機器製造販売届出番号)
34B1X10002200022



ゾンデと爪ヤスリを一本にしたアイテム。爪ヤスリは先端になるほど薄くなるテーパー型です。

削る

先端になるほど
厚みが薄くなるテーパー型
その厚み、

わずか0.7mm!

爪と皮膚の隙間に
入りやすく爪の角を
滑らかに削ります。

先端になるほど
極薄!

粗



細



甘皮処理にも!

ゾンデで爪と皮膚の間など
細部の垢や汚れを、
優しく効率的に取り除けます

かき出す

ゾンデとテーパー型の 爪ヤスリが一本に!

片方で汚れを取り除き、片方で削る両頭仕様

粗目 スピーディーに削る



細目 なめらかに仕上げる



便利なゾンデ付の粗目仕様と細目仕様の2種類!

スピーディーに削れる粗目と、仕上げに最適な細目の両面仕様。細目側には高品質ダイヤモンドを贅沢に散りばめ、なめらかな爪先に仕上げる高級爪ヤスリです。



高品質のダイヤモンドが
裏表両面で約50,000粒以上!
シルクのように滑らかな指先に仕上がります



表面(粗目) スピーディーに削る



裏面(細目) なめらかに仕上げる



削りと仕上げ!
2種類のダイヤの両面仕様!

適度にしなる持ち柄が、爪の
形状にあわせて程よくフィット!

